

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp

**Kính gửi: Quý Công Ty**

Căn cứ Quyết định số 6565/QĐ-BVT ngày 18/10/2021 v/v phê duyệt Kế hoạch Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị **Quý công ty** báo giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp như sau:

- Tên tài sản thẩm định giá: Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm

- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Ninh.

- Thời điểm thẩm định giá: Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021

Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 15h00 ngày 22/10/2021

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt

Địa điểm nhận báo giá: Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Bò Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh

Di động: 0982.729.259

Chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân



## LIÊN MỤC, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

**Gói thầu:** Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp

(Kèm theo Thư mời ngày 19/10/2021 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Phân nhóm theo TT 14	Số lượng dự trữ năm 2022
1	Chỉ hai thân dùng khâu sụn chêm	8536	Commed-Mỹ	Tép	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kim 2 thân khâu sụn chêm được làm bằng thép không gỉ rất mỏng và dẻo, dễ dàng di chuyển linh hoạt. Kim được gắn sẵn 01 sợi chỉ siêu bền số #2.</li><li>- Được thiết kế để dùng cho kỹ thuật khâu sụn chêm từ trong ra ngoài</li></ul>	1	5
2	Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy	10K150	Commed-Mexico	Cái	<ul style="list-style-type: none"><li>- Có duy nhất 1 đường dẫn vào với 1 đường ống hút ra.</li><li>- Tổng chiều dài dây dẫn đường vào : 4.9m.</li><li>- Trong đó: chiều dài dây dẫn về phía bệnh nhân: 3.4m, chiều dài dây dẫn về phía túi dịch: 1.5m</li><li>- Chiều dài đường ống hút: 1.57m</li></ul>	2	300
3	Lưới bảo khớp cắt đốt bằng sóng Radio ( các loại )	ASC4250-xx, ASHA4250-xx	Smith&Nephew / Arthrocare - Costarica	Cái	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dùng Plasma 100-200µm giúp cắt đốt chính xác, gây tổn thương ít nhất tới mô xung quanh</li><li>- Cho phép theo dõi nhiệt độ thực của chất lỏng trong khớp</li><li>- Có nhiều công hút cho phép tầm nhìn được rõ ràng hơn</li><li>- Kích thước:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Đường kính mũi khoảng 5.25mm</li><li>+ Đường kính phần thân khoảng 3,75mm</li><li>+ Đầu mũi nghiêng 90°</li></ul></li></ul>	1	300

4	Lưỡi bảo khớp các loại, các cỡ	929xA, 9297A, C9952A, C9262	Commed - Mỹ/ Mexico	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng cắt bỏ mô mềm, gốc dây chằng, màng hoạt dịch, sụn chêm.</li> <li>- Chiều dài làm việc 13cm, đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm. Tốc độ làm việc dao động từ 2500 vòng/phút đến tối đa 6000 vòng/phút.</li> <li>- Các góc và hình dạng răng được tối ưu hóa để cắt mô và xương.</li> <li>- Độ bóng của ống ngoài được giảm thiểu để giảm độ chói và tạo trường nhìn rõ ràng hơn trong quá trình phẫu thuật.</li> <li>- Độ đồng tâm gần như hoàn hảo giữa ống bên trong và ống bên ngoài làm giảm nguy cơ bị mất kim loại.</li> </ul>	1	300
5	Trocal chuyên dụng trong nội soi khớp, đường kính các loại	9718; C73xx	Commed-Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường kính trong: 5.5mm. Được làm bằng nhựa màu xám</li> <li>- Đường kính 6.0mm, 8.0mm, 8.4mm, thân troca trong mờ, giúp quan sát được khi dụng cụ và chi khâu đi qua. Có hệ thống chặn bằng silicon kép để giữ không cho nước chảy ra ngoài. Có tích hợp van điều khiển dòng chảy</li> </ul>	1	10
6	Vít cố định dây chằng chéo sinh học tự tiêu kích thích mọc xương các cỡ	23xxxxM5	Commed-Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Micro TCP kết hợp 96L/4D PLA tự tiêu, giúp thúc đẩy xương tăng trưởng, phát triển bên trong vít để phục hồi giải phẫu tự nhiên của bệnh nhân cả về mặt sinh học và cơ học.</li> <li>- Kích thước: 5.0x15, 5.0x20, 5.0x25, 5.0x30, 5.5x15, 5.5x20, 5.5x 25, 5.5x30, 6.0x15, 6.0x20, 6.0x25, 6.0x30, 6.5x15, 6.5x20, 6.5x25, 6.5x30, 7.0x20, 7.0x25, 7.0x30, 8.0x20, 8.0x25, 8.0x30, 8.0x35, 9.0x20, 9.0x25, 9.0x30, 9.0x35, 10.0x20, 10.0x25, 10.0x30, 10.0x35, 11.0x20, 11.0x25, 11.0x30, 11.0x35(mm)</li> </ul>	1	220

7	Vít neo dạng rút, khâu sụn viền	Y1301	Conmed-Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Hoàn toàn bằng chỉ siêu bền. Xâm lấn tối thiểu</li> <li>- Kích thước: Đầu neo 1.3mm với 1 chỉ siêu bền số 2 và 1.8mm với 2 chỉ siêu bền số 2. Có định xoay được 360 độ trong xương.</li> <li>- Chịu được lực căng 250N đối với đường kính 1.3mm và 380N đối với đường kính 1.8mm.</li> <li>- Thân có khả năng uốn cong</li> </ul>	1	5
8	Vít neo khâu chóp xoay dạng rút, đường kính 2.8mm	YRC02	Conmed-Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Đầu neo có đường kính 2.8mm, neo được mở rộng tới 5.0mm, kèm 2 sợi chỉ siêu bền số 2. Kích thước neo nhỏ giúp loại bỏ ít xương hơn. Cấu trúc hoàn toàn bằng chỉ giảm thiểu xâm lấn.</li> <li>- Neo cố định xoay 360 độ trong xương.</li> <li>- Neo chịu được lực căng 575N</li> </ul>	1	5
9	Vít neo khâu chóp xoay tự tiêu, đường kính 5.0mm	C5070H	Conmed-Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vít chỉ neo kiểu ren xoắn tự tiêu.</li> <li>- Vật liệu: 96L/4D PLA, với 2 sợi chỉ siêu bền số 2.</li> <li>- Kích thước: Đường kính 5mm, chiều dài 15.3mm. Đường kính 6.5mm, chiều dài 16.3mm,</li> <li>- Chịu được lực căng 540N và 440N.</li> </ul>	1	5
10	Vít neo tự tiêu khâu sụn viền đường kính 3.1mm	C6170H	Conmed-Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: 96L/4D PLA</li> <li>- Neo tự tiêu kiểu ren. Đường kính 3.1mm. Kèm 1 sợi chỉ siêu bền số 2.</li> <li>- Neo có độ bền kéo cao.</li> </ul>	1	5
11	Vít treo gân các cỡ	T50xx	Conmed-Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vật liệu: Vít neo bằng titanium.</li> <li>- Kích thước neo: đường kính 4,5mm, dài 13.5mm,</li> <li>- Kích thước vòng lặp dài: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 (mm)</li> <li>- Mô men quay cho phép vít neo được đặt đúng trên bề mặt xương đùi.</li> </ul>	1	220

12	Vít treo mảnh ghép điều chỉnh độ dài trên xương đùi	KFB035, KFB135	Conmed - Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh treo: Vật liệu bằng Titanium. Kích thước: Chiều rộng 3mm, chiều cao 1.5mm, chiều dài 11mm.</li> <li>- Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chi siêu bền số 5 màu trắng, chịu được lực căng 1021N, độ dẫn 1.02mm.</li> <li>- Chi kéo thanh treo: Vật liệu bằng chi siêu bền số 2 sọc vân.</li> <li>- Chi cửa tab đảo ngược: Vật liệu chi siêu bền số 2 màu xanh nhạt.</li> <li>- Tab đảo ngược cho phép kéo dài lại vòng treo mảnh ghép và điều chỉnh lại vị trí của mảnh ghép giữa đường hầm xương đùi và đường hầm xương chày sau khi đã cố định.</li> <li>- Thanh treo đóng vai trò như một khóa cơ khí khi mảnh ghép đang được kéo căng, khóa ma sát được đặt ti vào thanh treo.</li> </ul>	1	5
13	Vít treo mảnh ghép điều chỉnh độ dài trên xương chày	KTB0xx, KFL100	Conmed - Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vít treo gồm 2 thành phần:</li> <li>- Thanh treo: Vật liệu Titanium, có 2 kích cỡ 14mm và 17mm. Thiết kế rãnh chèn mỡ, dễ dàng lắp vòng treo mảnh ghép.</li> <li>- Vòng treo mảnh ghép: Vật liệu bằng chi siêu bền số 5 màu trắng/xanh, chịu được lực căng 958N, độ dẫn 1.8mm. Vòng treo có khóa ma sát kẹp đảm bảo cố định chắc chắn.</li> </ul>	1	5
14	Mũi khoan ngược sử dụng cho kỹ thuật all inside	KRRxxx	Conmed - Mỹ	Cái	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu mũi khoan có đường khắc laser xung quanh, cho biết khoảng cách an toàn trước khi kích hoạt chế độ khoan ngược.</li> <li>- Có 2 chức năng: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chức năng khoan dẫn đường với chế độ khoan định hướng.</li> <li>+ Chức năng khoan đường hầm với chế độ khoan ngược.</li> </ul> </li> <li>- Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài trục: 23.5cm</li> <li>+ Đường kính đầu mũi khoan: 3.5mm</li> <li>+ Đường kính khoan đường hầm: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/11/12/13mm</li> </ul> </li> </ul>	1	5

15	Chi khâu không tiêu các loại, các cỡ	H5100	Teleflex - Mexico	Gói	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu UHMW - Polyethylene. Chỉ được bện, không tiêu, được chỉ định cho khâu mô mềm trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.</li> <li>- Độ dài chỉ: 40"</li> <li>- Kích thước kim: C-2.5", đầu kim dạng thon.</li> </ul>	2	5
----	--------------------------------------	-------	-------------------	-----	--	---	---